

Ugt2B7 ウサギ Pab - P16662

商品番号: CM0022216



前書き

UGT2B7に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。アミノ酸25-351を標的とします。薬物代謝およびホルモン抱合研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UGT2B7 ウサギ pAb
備考/別名	UGT2B9; UDPGTH2; UDPGT2B7; UDPGTh-2; UDPGT 2B7; UDPGT 2B9; UGT2B7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7364
GeneID	7364
免疫原	ヒトUGT2B7 (NP_001065.2) のアミノ酸25-351に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16662
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスバッグ