


WbおよびElisa用Ulbp2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bzm5

商品番号: CM0025684



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用ULBP2ウサギポリクローナル抗体。ヒトULBP2/NKG2Dリガンド2を認識し、がん組織や胎児組織で発現してNK細胞の活性化を媒介します。免疫腫瘍学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ULBP2 Rabbit pAb
備考/別名	N2DL2, RAET1H, RAET1L, NKG2DL2, ALCAN-alpha, ULBP2
種	ヒト
遺伝子ID	80328
免疫原	ヒトULBP2 (NP_079493.1) のアミノ酸100-200に相当する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BZM5
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋