

WbおよびElisa用Unc5Cウサギポリクローナル抗体 - O95185

商品番号: CM0013449

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質なUNC5Cウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのUNC5C（103 kDa）に反応します。軸索誘導およびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UNC5CウサギpAb
備考／別名	UNC5H3; UNC5C
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8633
GeneID	8633
免疫原	ヒトUNC5C（NP_003719.3）のアミノ酸300～360に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95185
タンパク質分子量	103kDa
輸送	保冷バッグ