

Upf1/Rent1 ウサギ Pab - Q92900

商品番号: CM0015188



前書き

ヒトUPF1/RENT1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。ナンセンス変異依存mRNA分解（NMD）研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UPF1/RENT1 ウサギ pAb
備考/別名	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5976
GeneID	5976
免疫原	ヒトUPF1/RENT1 (NP_002902.2) のアミノ酸819～1118番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92900
タンパク質分子量	124 kDa
発送	保冷剤