


Wb、Ihc-P、Elisa用 Uqcrh ウサギモノクローナル抗体 - P07919

商品番号: CM0010274



前書き

ヒトUQCRH（ミトコンドリア複合体IIIサブユニット）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ミトコンドリア病および生体エネルギー研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UQCRH ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	QCR6; UQCR8; MC3DN11; UQCRH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7388
GeneID	7388
免疫原	ヒトUQCRH (P07919) のアミノ酸1-91に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07919
タンパク質分子量	11kDa
発送	保冷剤