

Ush1C ウサギ Pab - Ush1C

商品番号: CM0024824

前書き

ゼブラフィッシュUSH1Cを標的とするポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。アッシャー症候群や感覚神経科学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USH1C ウサギ pAb
備考/別名	zgc:136806; USH1C
由来種	ゼブラフィッシュ
遺伝子ID (ヒト)	10083
遺伝子ID	564412
免疫原	ゼブラフィッシュUSH1C (NP_001035018.1) のアミノ酸1〜100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
タンパク質分子量	45kDa/58kDa/60kDa/62kDa/101kDa
輸送方法	氷袋