

Wb、If/Icc、Elisa用Usp10ウサギモノクローナル抗体 - Q14694

商品番号: CM0008843



前書き

ヒトUSP10（Q14694）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションでバリデーション済み。マウスと交差反応します。脱ユビキチン化、オートファジー、DNA損傷応答経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP10ウサギmAb
備考／別名	UBPO; UBP10; MGC2621; USP10
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9100
遺伝子ID	9100
免疫原	合成ペプチド ヒトUSP10（Q14694）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14694
タンパク質分子量	87kDa
配送	保冷バッグ