

Usp10 ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa対応 - Q14694

商品番号: CM0028047



前書き

ヒトUSP10を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。USP10はp53、オートファジー、リボソーム再利用、NF- κ Bシグナル伝達を調節する脱ユビキチン化酵素です。がんおよび細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP10 Rabbit pAb
別名	UBPO; USP10
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9100
遺伝子ID	9100
免疫原	組換えタンパク質。ヒトUSP10 (NP_005144.2) のアミノ酸499〜798番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14694
タンパク質分子量	87kDa
発送方法	保冷剤