

Usp18 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Umw8

商品番号: CM0022495

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了した高品質なUSP18ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのUSP18と反応します。インターフェロンシグナル伝達および免疫制御におけるISG15特異的プロテアーゼ機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP18 Rabbit pAb
備考/別名	ISG43; UBP43; PTORCH2; USP18
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	11274
遺伝子ID	11274
免疫原	ヒトUSP18（NP_059110.2）のアミノ酸1-100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UMW8
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷剤