

Usp39ラビットモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q53Gs9

商品番号: CM0006742



前書き

このラビットモノクローナル抗体でUSP39 (Q53GS9) を検証します。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。プレmRNAスプライシング、DNA修復、抗ウイルス応答、およびNF-κB調節に関与する脱ユビキチン化酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP39ラビットmAb
備考/別名	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10713
GeneID	10713
免疫原	ヒトUSP39 (Q53GS9) のアミノ酸466-565内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q53GS9
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスバッグ