


Wb、Ihc-P、Elisa用Usp7/Hauspウサギモノクローナル抗体 - Q93009

商品番号: CM0009663



前書き

ヒトUSP7/HAUSP（Q93009）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。p53経路、DNA修復、脱ユビキチン化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP7/HAUSPウサギmAb
備考／別名	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELP13.2; USP7/HAUSP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7874
GeneID	7874
免疫原	組換えタンパク質（ヒトUSP7/HAUSP（Q93009）のアミノ酸100～200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q93009
タンパク質分子量	128 kDa
輸送	保冷バッグ