


Usp7/Hausp ウサギ Pab - Q93009

商品番号: CM0016624



前書き

USP7/HAUSP

ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットと反応します。p53制御およびDNA修復に関与する脱ユビキチン化酵素USP7を標的とし、タンパク質分解研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP7/HAUSP ウサギ pAb
別名	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELp13.2; USP7/HAUSP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7874
GeneID	7874
免疫原	ヒト USP7/HAUSP (NP_003461.2) のアミノ酸206～1102番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q93009
タンパク質分子量	128 kDa
発送方法	氷袋