


Usp9X ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q93008

商品番号: CM0004842



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのUSP9Xウサギモノクローナル抗体です。タンパク質代謝回転とシグナル伝達に重要な脱ユビキチン化酵素であるヒト、マウス、ラットのUSP9Xと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP9X ウサギmAb
別名	FAF; FAM; hFAM; DFFRX; MRX99; XLID99; MRXS99F; USP9X
種	ヒト
遺伝子ID	8239
免疫原	合成ペプチド ヒトUSP9X（Q93008）のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q93008
タンパク質分子量	290kDa
輸送方法	保冷剤