

Uty ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14607

商品番号: CM0026026



前書き

ヒトUTY（ヒストン脱メチル化酵素UTY）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応性を示し、エピゲノム研究およびY染色体研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UTY Rabbit pAb
別名	UTY1; KDM6C; KDM6AL; UTY
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7404
免疫原	ヒトUTY（NP_009056.3）のアミノ酸1-70番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O14607
タンパク質分子量	150kDa
輸送方法	保冷剤