

B-シヌクレイン ウサギ Pab（Wb、Elisa用） - Q16143

商品番号: CM0017099

前書き

β-シヌクレイン
ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトβ-シヌクレインを検出し、マウスおよびラットとの交差反応性あり。アルツハイマー病およびその他の神経変性疾患の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	β-シヌクレイン ウサギ pAb
備考/別名	SNCB; β-Synuclein
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6620
GeneID	6620
免疫原	ヒトβ-シヌクレイン（NP_001001502.1）のアミノ酸1-134に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q16143
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ