

## Wb、Ihc-P、Elisa用Vamp2ウサギポリクローナル抗体 - P63027

商品番号: CM0012863



### 前書き

VAMP2（シナプトブレビン-2）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットのVAMP2を認識します。神経伝達物質の放出およびシナプス小胞融合の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                               |
|------------|-------------------------------------------------|
| 製品名        | VAMP2ウサギpAb                                     |
| 備考/別名      | SYB2; VAMP-2; NEDHAHM; VAMP2                    |
| 種          | ヒト                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 6844                                            |
| 遺伝子ID      | 6844                                            |
| 免疫原        | ヒトVAMP2 (NP_055047.2) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド |
| 由来         | ウサギ                                             |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                       |
| 用途         | WB, IHC-P, ELISA                                |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                      |
| SWISS      | P63027                                          |
| タンパク質分子量   | 13 kDa                                          |
| 輸送         | 保冷剤                                             |