

Wb、Ihc-P、Elisa用 Vamp8 Rabbit Mab - Q9Bv40

商品番号: CM0012122



前書き

WB、IHC-P、ELISAでバリデーションされた抗VAMP8ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。SNARE介在性膜融合、オートファジー、およびエキソサイトーシスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VAMP8 Rabbit mAb
備考/別名	EDB; VAMP-8; VAMP8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8673
GeneID	8673
免疫原	合成ペプチド ヒトVAMP8 (NP_003752.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BV40
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスバッグ