

Wb、Ihc-P、Elisa用 Vcam1 ウサギモノクローナル抗体 - P19320

商品番号: CM0007658



前書き

WB、IHC-P、ELISAでバリデーションされた高品質なVCAM1ウサギモノクローナル抗体。アミノ酸25-698由来の免疫原を用いて、ヒトVCAM1 (P19320) を認識します。炎症および免疫監視の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VCAM1 Rabbit mAb
備考/別名	CD106; INCAM-100; VCAM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7412
免疫原	ヒトVCAM1 (NP_001069.1) のアミノ酸25-698に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P19320
タンパク質分子量	71kDa/74kDa/81kDa
配送	氷袋