


Wb、Ihc-P、Elisa用Vcpウサギポリクローナル抗体 - P55072

商品番号: CM0026010



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISA用の高品質なVCP（p97/TERA）標的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのVCPと反応します。ERAD、オートファジー、DNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VCP Rabbit pAb
備考/別名	p97, TERA, CDC48, FTDALS6, VCP
種	ヒト
GeneID	7415
免疫原	ヒトVCP（NP_009057.1）のアミノ酸460-770に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55072
タンパク質分子量	89kDa
配送	氷袋