

Veph1 ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q14D04

商品番号: CM0015871

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用のVEPH1ウサギポリクローナル抗体。ヒトVEPH1（MELT）タンパク質を標的とし、マウスと交差反応します。TGF-βシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEPH1 ウサギ pAb
備考/別名	MELT; VEPH; VEPH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79674
免疫原	ヒトVEPH1 (NP_078897.2) のアミノ酸448-547に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14D04
タンパク質分子量	95kDa
発送	保冷バッグ