


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Bii-チューブリン/β2-チューブリン

ウサギモノクローナル抗体 - Q13885 / Q9Bva1

商品番号: CM0009206



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのβII-
チューブリン/β2-

チューブリン (TUBB2A/TUBB2B) に対するウサギ
モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応し
、微小管ダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	βII-チューブリン/β2-チューブリン ウサギmAb
備考/別名	CDCBM5; TUBB; TUBB2; βII-チューブリン/β2-チューブリン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7280/347733
遺伝子ID	7280/347733
免疫原	合成ペプチド ヒトβII-チューブリン/β2-チューブリン (Q13885) のアミノ酸346~445内の配列に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13885/Q9BVA1
タンパク質分子量	50kDa
配送	保冷バッグ