

Wb、Elisa用Villin1ウサギサブクローナル抗体 - P09327

商品番号: CM0027871



前書き

ヒトVillin-

1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性Villin-

1を検出します。上皮細胞および細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Villin1 Rabbit pAb
備考/別名	VIL; D2S1471; Villin1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7429
免疫原	ヒトVillin1 (NP_009058.2) のアミノ酸1-827に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09327
タンパク質分子量	93kDa
配送	アイスパック