


ビンキュリン ウサギ ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P18206

商品番号: CM0017750



前書き

ビンキュリン ウサギ

ポリクローナル抗体（PAb）は、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのビンキュリン（約124kDa）を検出します。細胞接着、細胞骨格、メカノセンシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビンキュリン ウサギ pAb
備考/別名	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; ビンキュリン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7414
免疫原	ヒトビンキュリン (NP_054706.1) のアミノ酸751-850に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18206
タンパク質分子量	124kDa
輸送	氷袋