


Wb、Elisa用Vipウサギポリクローナル抗体 - P01282

商品番号: CM0022524



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証されたVIPウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。血管拡張、神経保護、および免疫調節に関与するVIPニューロペプチドを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VIP Rabbit pAb
備考/別名	PHM27; VIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7432
GeneID	7432
免疫原	ヒトVIP (NP_919416.1) のアミノ酸1-169に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01282
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスパック