


Vista ウサギポリクローナル抗体 - Q9H7M9

商品番号: CM0015627



前書き

ヒトVISTA（B7H5、GI24）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適しており、T細胞活性化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VISTA ウサギポリクローナル抗体
別名	B7H5; GI24; B7-H5; Dies1; PD-1H; SIS1; VISTA; PP2135; Cl0orf54; DD1alpha
対象種	ヒト
遺伝子ID	64115
免疫原	ヒトVISTA（NP_071436.1）のアミノ酸33～194番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H7M9
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	保冷剤