


ウェスタンブロット、Elisa用 Vldlr ウサギ Pab - P98155

商品番号: CM0030111



前書き

VLDLR ウサギ

pAbは、ヒトおよびマウスの超低密度リポ蛋白受容体に特異的で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。脂質代謝、リリーシングナル伝達、神経細胞移動研究のための主要試薬です。CamelBioのワンストップIVD原材料プラットフォームより調達。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VLDLR ウサギ pAb
備考/別名	CAMRQ1; CARMQ1; CHRMQ1; VLDL-R; VLDLRCH; VLDLR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7436
GeneID	7436
免疫原	ヒト VLDLR (NP_003374.3) のアミノ酸833-869を含む配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウェスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P98155
タンパク質分子量	96kDa
発送	保冷バッグ