


Vps37A ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q8Nez2

商品番号: CM0015311



前書き

ESCRT-

I複合体サブユニットであるVPS37Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWB、IF/ICC、ELISAについて検証済みです。免疫原は、ヒトVPS37Aのアミノ酸224～397に相当します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS37A ウサギ pAb
備考/別名	HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	137492
遺伝子ID	137492
免疫原	ヒトVPS37A (NP_689628.2) のアミノ酸224-397に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NEZ2
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスパック