

Vsnl1/Vilip-1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P62760

商品番号: CM0028214

前書き

WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了した高品質なVSNL1/VILIP-

1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応し、神経科学およびアルツハイマー病バイオマーカー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	VSNL1/VILIP-1 Rabbit pAb
備考／別名	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7447
GeneID	7447
免疫原	ヒトVSNL1/VILIP-1（NP_003376.2）のアミノ酸2-191番を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62760
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	保冷剤