

## WbおよびElisa用WASF3ウサギポリクローナル抗体 - Q9UPy6

商品番号: CM0021186

### 前書き

ヒトWASF3（WAVE3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性を有し、WBおよびELISAでバリデーション済み。アクチン細胞骨格の動態および細胞形態の研究に最適です。  
- Q9UPY6

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                 |
|----------|---------------------------------------------------|
| 製品名      | WASF3ウサギpAb                                       |
| 備考／別名    | SCAR3; WAVE3; Brush-1; WASF3                      |
| 種        | ヒト                                                |
| 遺伝子ID    | 10810                                             |
| 免疫原      | ヒトWASF3（NP_001278894.1）のアミノ酸200～300に相当する配列の合成ペプチド |
| 由来       | ウサギ                                               |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                         |
| アプリケーション | WB、ELISA                                          |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS    | Q9UPY6                                            |
| タンパク質分子量 | 55kDa                                             |
| 配送       | 保冷バッグ                                             |