


WbおよびElisa用Wdr77マウスモノクローナル抗体 - Q9Bqa1

商品番号: CM0004401



前書き

ヒトWDR77 (p44/Mep50)

を標的とするマウスモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。メチロソーム機能、スプライソソームSmタンパク質アセンブリ、およびPiwiタンパク質メチル化の調査に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WDR77マウスmAb
備考/別名	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79084
遺伝子ID	79084
免疫原	ヒトWDR77組換えタンパク質
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BQA1
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスパック