

Wisp3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O95389

商品番号: CM0017206

前書き

ヒトWISP3（CCN6）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。ミトコンドリア呼吸と骨格成長の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	WISP3 ウサギ pAb
備考/別名	PPD; LIBC; PPAC; PPRD; WISP3; WISP-3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8838
GeneID	8838
免疫原	組換えタンパク質 ヒトWISP3（NP_937882.1）のアミノ酸42-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95389
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ