

Wnk3 Rabbit Mab - Q9Byp7

商品番号: CM0006493



前書き

ヒトWNK3に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのWnk3（約198 kDa）を検出します。キナシニングナル伝達および電解質恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNK3 Rabbit mAb
備考/別名	PRKWNK3; WNK3
種	ヒト
遺伝子ID	65267
免疫原	合成ペプチド；ヒトWNK3のアミノ酸1700-1800領域内の配列に対応する合成ペプチド。(NP_065973.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
特異的交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYP7
タンパク質分子量	198 kDa
配送	アイスバッグ