

Wb、Elisa用 Wnt3A ウサギ Pab - P56704

商品番号: CM0015993



前書き

WNT3A ウサギ pAbは、ヒトおよびマウスのWnt-3aを標的とし、WBおよびELISAで検証されたポリクローナル抗体です。古典的Wntシグナル伝達、発生生物学、幹細胞の自己再生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WNT3A ウサギ pAb
備考／別名	WNT3A
種	ヒト
GeneID	89780
免疫原	ヒトWNT3A（NP_149122.1）のアミノ酸100～200内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P56704
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ