

Wtap ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q15007

商品番号: CM0020858



前書き

WTAP

ウサギポリクローナル抗体（pAb）は、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。前mRNAスプライシング調節因子WTAPを標的とし、これは重要なm6Aメチル化因子です。RNA修飾や細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WTAP ウサギ pAb
備考/別名	Mum2; WTAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9589
GeneID	9589
免疫原	ヒトWTAP（NP_004897.2）のアミノ酸212-355に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15007
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ