


Xbp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P17861

商品番号: CM0023633



前書き

ヒトXBP1 (SWISS: P17861) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。小胞体ストレス、UPR、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XBP1 ウサギ pAb
備考/別名	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5; XBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7494
GeneID	7494
免疫原	組換えタンパク質 ヒトXBP1 (NP_005071.2) のアミノ酸277-376に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17861
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ