


Wb用Xrcc4ウサギポリクローナル抗体 - Q13426

商品番号: CM0020672



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのウサギ抗XRCC4ポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのXRCC4（38

kDa）を検出します。DNA二本鎖切断修復およびNH EJ経路研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XRCC4ウサギpAb
備考／別名	SSMED、hXRCC4、XRCC4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7518
GeneID	7518
免疫原	組換えタンパク質（ヒトXRCC4のアミノ酸1〜336に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001304941.1?））
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q13426
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ