

Yeats2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Ulm3

商品番号: CM0023051



前書き

YEATS2

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのYEATS2を認識します。YEATS2はH3K27クロトニル化を結合するクロマチンリーダーです。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YEATS2 ウサギ pAb
備考/別名	FAME4; YEATS2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55689
遺伝子ID	55689
免疫原	ヒトYEATS2 (NP_060493.3) のアミノ酸130-331に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9ULM3
タンパク質分子量	151kDa
輸送	保冷バッグ