

Ykl-40/Chi3L1 ウサギポリクローナル抗体 - P36222

商品番号: CM0019026



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAに対応することが検証された抗YKL-40/CHI3L1ウサギポリクローナル抗体。炎症および組織リモデリングに参与する43

kDaの分泌型糖タンパク質であるヒト、マウス、ラットのCHI3L1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YKL-40/CHI3L1 ウサギpAb
備考／別名	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1116
GeneID	1116
免疫原	ヒトYKL-40/CHI3L1のアミノ酸22～220 (NP_001267.2) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36222
タンパク質分子量	43 kDa
輸送	保冷剤