

WbおよびElisa用Ykt6ウサギポリクローナル抗体 - O15498

商品番号: CM0020506



前書き

ヒトYKT6を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。SNARE
介在性小胞輸送およびゴルジ装置の組織化の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YKT6 Rabbit pAb
備考/別名	YKT6
種	ヒト
GeneID	10652
免疫原	合成ペプチド；ヒトYKT6 (NP_006546.1) のアミノ酸100-198内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O15498
タンパク質分子量	22 kDa
配送	アイスバッグ