


WbおよびElisa用Yod1ウサギポリクローナル抗体 - Q5Vvq6

商品番号: CM0014227



前書き

WBおよびELISAアプリケーション向けに検証済みのYOD1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのYOD1ユビキンチオエステラーゼOTU1を認識します。ERADおよびオートファジーシグナル伝達経路に関与しています。IVD研究に適しています。 - Q5VVQ6

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YOD1ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	DUBA8; OTUD2; PRO0907; YOD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55432
GeneID	55432
免疫原	ヒトYOD1 (NP_061036.3) のアミノ酸1-348に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q5VVQ6
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ