


Wb、Elisa用 Ythdc2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9H6S0

商品番号: CM0016242



前書き

ヒト YTHDC2

を対象としたウサギポリクローナル抗体。WB および ELISA

で検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。

減数分裂および精子形成における m6A RNA

ヘリカーゼ機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YTHDC2 ウサギ pAb
備考/別名	CAHL; hYTHDC2; YTHDC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64848
GeneID	64848
免疫原	ヒト YTHDC2 (NP_073739.3) のアミノ酸 1131-1430 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H6S0
タンパク質分子量	160kDa
配送	アイスバッグ