

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Ythdf2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y5A9

商品番号: CM0020132



前書き

mRNAの安定性を制御するm6A

RNAリーダーであるヒトYTHDF2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。エピトランスクリプトミクスおよびRNA生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YTHDF2 ウサギ pAb
別名/エイリアス	DF2, CAHL, HGRG8, NY-REN-2, YTHDF2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51441
免疫原	ヒトYTHDF2のアミノ酸143〜243 (NP_001166599.1) に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5A9
タンパク質分子量	62kDa
輸送	保冷バッグ