


Ywhaz/14-3-3 Zeta/Delta ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P63104

商品番号: CM0018139



前書き

ヒトYWHAZ/14-3-3

zeta/deltaを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。シグナル伝達経路、リン酸化、タンパク質相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YWHAZ ウサギpAb
別名	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7534
GeneID	7534
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63104
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	保冷剤