

Wb、Elisa、Chip用Yy1ウサギPab - P25490

商品番号: CM0018480



前書き

WB、ELISA、ChIP用YY1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのYY1タンパク質（約45 kDa）と反応します。転写制御、クロマチンリモデリング、DNA修復の研究に最適です。 - P25490

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YY1ウサギpAb
備考／別名	DELTA; NF-E1; UCRBP; GADEV5; INO80S; YIN-YANG-1; YY1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7528
GeneID	7528
免疫原	組換えタンパク質 ヒトYY1のアミノ酸80～160（NP_003394.1）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25490
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ