

Zak ウサギPab – Zak

商品番号: CM0024915

前書き

ZAK

ウサギpAbは、組換えヒトZAKタンパク質に対してウサギで作製されたポリクローナル抗体です。WB、IHC、P、IF/ICC、ELISAによりヒト、マウス、ラットのサンプル中のZAKを検出し、MAP3Kシグナル伝達およびストレス応答の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZAK ウサギpAb
備考/別名	pk; AZK; MLT; MRK; ZAK; CNM6; MLK7; MLTK; SFMMP; mlklak; MLTKbeta; MLTKalpha
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51776
遺伝子ID	51776
免疫原	ヒトZAK (NP_598407.1) のアミノ酸1-330に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
タンパク質分子量	35kDa/51kDa/91kDa
発送	氷袋