

Zak Rabbit Pab - Zak

商品番号: CM0016193

前書き

ウエスタンブロット（WB）、免疫蛍光（IF/ICC）、およびELISAでバリデーションされたウサギ抗ヒトZAKポリクローナル抗体。マウスおよびラットのZAKと交差反応します。疾患におけるZAKキナーゼ機能の調査に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ZAK Rabbit pAb
備考/別名	pk, AZK, MLT, MRK, ZAK, CNM6, MLK7, MLTK, SFMMP, mlklak, MLTKbeta, MLTKalpha
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51776
遺伝子ID	51776
免疫原	組換えタンパク質；ヒトZAK (NP_598407.1) のアミノ酸100-312に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
タンパク質分子量	35kDa/51kDa/91kDa
配送	アイスパック