


Zap70 ウサギモノクローナル抗体（Wb, If-P, Elisa対応） - P43403

商品番号: CM0005184



前書き

ヒトZAP70を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）、免疫蛍光（IF-P）、ELISAで検証済み。T細胞受容体シグナル伝達および適応免疫に不可欠な標的チロシンキナーゼ。分子量70 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZAP70 Rabbit mAb
備考/別名	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7535
GeneID	7535
免疫原	ヒトZAP70 (NP_001070.2) のアミノ酸550-619に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P43403
タンパク質分子量	70kDa
配送	アイスパック