


Zeb1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P37275

商品番号: CM0007320



前書き

ZEB1

ウサギモノクローナル抗体（P37275）は、ヒトおよびラットのサンプルで反応性を示す、WBおよびELISA用の高品質なツールです。EMT、転写抑制、およびがん研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZEB1 ウサギ mAb
備考/別名	BZP; TCF8; AREB6; FEC6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFH1A; DELTAEF1; ZEB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6935
遺伝子ID	6935
免疫原	ヒト ZEB1 (NP_110378.3) のアミノ酸 800-900 領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P37275
タンパク質分子量	124kDa
配送	アイスバッグ