

Zip8 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q9C0K1

商品番号: CM0016653

前書き

ヒトZIP8 (SLC39A8)
を標的とするウサギポリクローナル抗体（WB、IF/ICC、ELISA用）。亜鉛およびマンガンの恒常性、免疫、発生に不可欠な金属カチオンシンポーターであるヒトおよびマウスのZIP8を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZIP8 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64116
遺伝子ID	64116
免疫原	ヒトZIP8のアミノ酸180-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_071437.3)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9C0K1
タンパク質重量	50kDa
配送	アイスバッグ