

Znf131 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P52739

商品番号: CM0015899

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのウサギポリクローナルZNF131抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。ZNF131は、脳機能と発達に関与する亜鉛フィンガー転写抑制因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ZNF131 ウサギ pAb
備考/別名	ZBTB35; pHZ-10; ZNF131
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7690
GeneID	7690
免疫原	ヒトZNF131 (NP_003423.1) のアミノ酸80-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52739
タンパク質分子量	71kDa
発送	保冷バッグ